

SPORT SURGERY



# ACTIFIT™

Substitut méniscal biodégradable



GROUPE  
**FH** ORTHO™



## AVANTAGES

Un support qui permet la croissance d'un nouveau tissu méniscal.<sup>2</sup>


Évite le remplacement dans la plupart des pertes méniscales.<sup>2</sup>

Design anatomique, disponible pour ménisque droit et gauche.<sup>3</sup>



Matériel résistant, flexibilité du matériel pour une suture ou un système de fixation fiable.<sup>3</sup>

Résultats IRM à 5 ans 1

### Ménisque médial



### Ménisque latéral



## LE SUPPORT ACTIFIT™ À 5 ANS

- Plus de 3500 patients implantés
- Amélioration fonctionnelle





# Résultats cliniques <sup>1</sup>

## AVANTAGES

Procédure simple avec des résultats reproductibles. <sup>1,2</sup>

Amélioration fonctionnelle à 2 et 5 ans. <sup>1,2</sup>

Résultats cliniques stables du suivi à moyen et long terme. <sup>1</sup>


Les résultats IRM à 5 ans corroborent la régénération méniscale. <sup>1</sup>

1. Presented at The 4th International Meniscus Meeting, Bologna, Italy, 31 Jan - 2 Feb 2019.


2. Verdonk et al., Am J Sports Med. 2012 Apr; 40(4):844-853.

3. Data on file. R08024 Actifit Clinical Report on Safety and Performance.


### Score IKDC



### Douleur (VAS)



### Score KOOS



	Pre-op	2 years	5 years
—●— Symptômes	56,0	83,0	78,2
—●— Douleur	54,2	78,8	78,4
—●— Fonction	61,2	84,7	82,1
—●— Sports	28,5	61,3	53,9
—●— QoI	30,9	58,6	56,2


## RÉFÉRENCES COMMERCIALES

	réf. fournisseur	réf. FH ORTHO
ACTIFIT MÉNISQUE LATÉRAL	AL3508	263 495
ACTIFIT MÉNISQUE MÉDIAL	AM4508	263 496



# ACTIFIT™

Actifit™ est fabriqué en biomatériau polyuréthane. Une fois implanté dans la zone vascularisée du ménisque, Actifit™ favorise la croissance de vaisseaux sanguins ainsi que la guérison naturelle et la régénération du tissu méniscal.



MICRO PORES

MACRO PORES



## Forme et taille

- Formes médiales (45,5 mm) et latérales (35,5 mm).
- Dimensionnement intra-opératoire personnalisé.



## Porosité

- Grande porosité pour une meilleure croissance des tissus.



## Force

- Excellente force de suture.



## Synthétique biocompatible

- Aucun tissu humain ou animal.
- Élimine le risque de transmission de maladies.
- Se dégrade lentement sur 4 à 6 ans.



## Stérile, prêt à l'emploi

- Durée de conservation de 37 mois. Stockage et accessibilité optimisés

**Date de création document :** septembre 2020 - **Fabricant :** Orteq Sports Medicine Ltd. - **Gamme :** Genou - **Nom du produit :** Actifit - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 2409 - **Classe du DM :** III - **Indications :** traitement des lésions douloureuses irréparables du ménisque et des pertes de tissu méniscal - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit.



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS

GROUPE  
**FH ORTHO™**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fhortho-us.com  
www.fhortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fhortho.com