

PIED

tictac

TOE INTERPHALANGEAL CAGE - TOE ARTHRODESIS CAGE

IMPLANT POUR ARTHRODÈSE
INTERPHALANGIENNE PROXIMALE



TICTAC Ø2,5 - 0°
réf. 270 390



TICTAC Ø2,8 - 0°
réf. 268 612



TICTAC Ø3,1 - 0°
réf. 268 614



TICTAC Ø3,4 - 0°
réf. 268 616



TICTAC Ø2,5 - 10°
réf. 270 391



TICTAC Ø2,8 - 10°
réf. 268 613



TICTAC Ø3,1 - 10°
réf. 268 615



TICTAC Ø3,4 - 10°
réf. 268 617



TICTAC Ø2,5 - 20°
réf. 270 392



TICTAC Ø2,8 - 20°
réf. 270 393



TICTAC Ø3,1 - 20°
réf. 270 394



TICTAC Ø3,4 - 20°
réf. 270 395

- > **Conçu pour s'adapter à l'anatomie du patient :**
 - 3 angles : 0° / 10° / 20°.
 - 4 diamètres : 2,5 mm, 2,8 mm, 3,1 mm et 3,4 mm.

- > **Press-fit intra-médullaire** obtenu grâce à la flexibilité du design de l'implant.

- > **Fabriqué en PEEK** matériau biocompatible avec des propriétés mécaniques et biologiques reconnues.

- > **Instrumentation dédiée**

> Instrumentation

FORET Ø2

réf. 266 818



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P1 Ø2,5 BEPOD

réf. 271 066



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P2 Ø2,5 BEPOD

réf. 271 067



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P1 Ø2,8 BEPOD

réf. 268 618



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P2 Ø2,8 BEPOD

réf. 268 619



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P1 Ø3,1 BEPOD

réf. 268 620



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P2 Ø3,1 BEPOD

réf. 268 621



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P1 Ø3,4 BEPOD

réf. 268 622



COMPACTEUR CAGE IPP TICTAC P2 Ø3,4 BEPOD

réf. 268 623



PRÉHENSEUR IMPACT CAGE IPP TICTAC BEPOD

réf. 268 624



PRÉHENSEUR À USAGE MULTIPLE BEPOD

réf. 271 147



Date de modification document : septembre 2022 - **Fabricant :** FH Industrie - **Gamme :** Pied - bePOD - **Nom du produit :** TICTAC - **Destinataire :** professionnels de santé - **N° du marquage CE :** 0459 - **Classe du DM :** IIb - **Indications :** arthrodèse proximale inter-phalangienne (2e, 3e et 4e rayon), ortels en griffes, accourcissements du 2e rayon - DM remboursé par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : codes LPPR disponibles sur le site ameli.fr - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com



FABRICANT
MANUFACTURER

FR, FH INDUSTRIE
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez
29000 QUIMPER - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13
contact-fhi@fhortho.com
www.fhortho.com