

PIED

CHIRURGIE DU MÉDIO ET DE L'ARRIÈRE-PIED

 *be* **POD** 




VIS MÉDIO PIED Ø4,5

VIS ARRIÈRE PIED Ø7



VIS ARRIÈRE PIED Ø7

INDICATIONS

La vis arrière pied Ø7, biseautée et non biseautée, est conçue pour répondre aux indications suivantes :

- Arthrite du pied
- Fixation des fragments d'os
- Gestion des fractures du pied

Et plus spécifiquement pour la vis Ø7 :

- Arthrodèse de l'arrière-pied, sous-talienne, talo-naviculaire
- Arthrodèse talo-crurale
- Ostéotomie du calcaneus

LISTE DES IMPLANTS

VIS ARRIÈRE PIED Ø7



RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION
269 528	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L35	269 537	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L80
269 529	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L40	269 538	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L85
269 530	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L45	269 539	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L90
269 531	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L50	269 540	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L95
269 532	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L55	269 541	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L100
269 533	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L60	269 542	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L105
269 534	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L65	269 543	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L110
269 535	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L70	269 544	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L115
269 536	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L75	269 545	BEPOD vis arrière pied 3A D7.0 L120

VIS ARRIÈRE PIED Ø7 BISEAUTÉE



RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION
270 005	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L35	270 014	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L80
270 006	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L40	270 015	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L85
270 007	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L45	270 016	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L90
270 008	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L50	270 017	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L95
270 009	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L55	270 018	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L100
270 010	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L60	270 019	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L105
270 011	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L65	270 020	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L110
270 012	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L70	270 021	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L115
270 013	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L75	270 022	BEPOD vis arrière pied 3A biseautée D7.0 L120

VIS MÉDIO PIED Ø4,5



INDICATIONS

La vis médio pied Ø4,5, biseautée et non biseautée, est conçue pour répondre aux indications suivantes :

- Arthrite du pied
- Fixation des fragments d'os
- Gestion des fractures du pied

Et plus spécifiquement pour la vis Ø4,5 :

- Arthrodèse partielle ou totale du médio pied
- Arthrodèse talo-naviculaire ou calcanéo-cuboïdienne
- Arthrodèse métatarso-phalangienne (Hallux)

LISTE DES IMPLANTS

VIS MÉDIO PIED Ø4,5



RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION
269 509	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L28	269 517	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L44
269 510	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L30	269 519	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L46
269 511	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L32	269 520	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L48
269 512	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L34	269 521	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L50
269 513	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L36	269 523	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L54
269 514	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L38	269 526	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L58
269 515	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L40	270 023	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L62
269 516	BEPOD vis médio pied 3A D4.5 L42		

VIS MÉDIO PIED Ø4,5 BISEAUTÉE




RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION
269 990	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L28	269 998	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L44
269 991	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L30	269 999	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L46
269 992	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L32	270 000	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L48
269 993	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L34	270 001	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L50
269 994	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L36	270 002	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L54
269 995	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L38	270 003	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L58
269 996	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L40	270 004	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L62
269 997	BEPOD vis médio pied 3A biseautée D4.5 L42		

Matériau : alliage de titane Ti6Al4V selon ISO 5832-3

INSTRUMENTATION

- 1 réf. 269 550..... BE POD médio pied broche Ø1,6 L200 (x3)
- 2 réf. 271 115..... BE POD médio pied broche fileté Ø1,6 L200 (x3)
- 3 réf. 269 552..... BE POD médio pied tournevis moteur T15
- 4 réf. 269 554..... BE POD médio pied foret proxim. Ø4,1 canulé
- 5 réf. 269 558..... BE POD médio/ar pied poignée T mini AO
- 6 réf. 269 559..... BE POD médio/AR pied poignée droite mini AO
- 7 réf. 269 557..... BE POD médio/AR pied indicateur de mesure L200
- 8 réf. 269 551..... BE POD arrière pied broche Ø1,8 L200 (x3)
- 9 réf. 271 116..... BE POD arrière pied broche fileté Ø1,8 L200 (x3)
- 10 réf. 269 553..... BE POD arrière pied tournevis moteur T25
- 11 réf. 269 555..... BE POD arrière pied foret proxim. Ø6,1 canulé
- 12 réf. 269 556..... BE POD arrière pied taraud distal Ø6,7 canulé
- 13 réf. 270 027..... BE POD arrière pied meche distale Ø4,1 canulée



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com
www.fhortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fhortho-us.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com



FABRICANT
MANUFACTURER

FR, FH INDUSTRIE
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez
29000 QUIMPER - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13
contact-fhi@fhortho.com
www.fhortho.com