



Fiche technique
RÉVISION OU ABLATION


ARROW I

GROUPE
FH ORTHO[™]

CAS n°1


Remplacement des implants
intermédiaires à l'identique

Maintien
de la tige
ARROW I



L'ancillaire **Reprise Ablation ARROW I A266119** permet
le remplacement des pièces intermédiaires (insert et glénosphère)

Maintien
de l'embase
ARROW I



À COMMANDER



Ancillaire **ARROW II** + Ancillaire **Reprise Ablation ARROW I**
et les nomenclatures implants associées


* commander ancillaire universel
anatomique ARROW I
+ la nomenclature implant associée

CAS n°2

Changement de la tige et
des implants intermédiaires **en ARROW II**



ARROW II



Maintien
de l'embase
ARROW I



Remplacement
de l'insert ou
de la glénosphère en
ARROW I



À COMMANDER




Ancillaire **ARROW II** + Ancillaire **Reprise Ablation ARROW I**
et les nomenclatures implants associées

* commander ancillaire universel
anatomique ARROW I
+ la nomenclature implant associée


CAS n°3

Changement de
l'embase/glénosphère en **ARROW II**

Maintien
de la tige
ARROW I



Remplacement
de la tête ou de l'insert en
ARROW I



ARROW II



À COMMANDER



Ancillaire **ARROW II** + Ancillaire **Reprise Ablation ARROW I**
et les nomenclatures implants associées

CAS n°4

Changement de l'ensemble



ARROW I


ARROW II

À COMMANDER



Ancillaire **ARROW II** + Ancillaire **Reprise Ablation ARROW I**
et les nomenclatures implants associées

IMPLANTS ARROW I



ANCILLAIRE REPRIS ABLATION ARROW I (réf. A 266 119)

Nomenclature implants ARROW I Reprise
(réf. I 272 198)



INSERT HUMÉRAL ARROW I

Réf.	Désignation
257 057	ARROW insert huméral STD D36 H00
257 058	ARROW insert huméral STD D36 H05
257 059	ARROW insert huméral STD D36 H10
257 060	ARROW insert huméral STD D39 H00
257 061	ARROW insert huméral STD D39 H05
257 062	ARROW insert huméral STD D39 H10
257 063	ARROW insert huméral STD D42 H00
257 064	ARROW insert huméral STD D42 H05
257 065	ARROW insert huméral STD D42 H10



TÊTE HUMÉRALE ARROW I

Réf.	Désignation
260 532	ARROW tête humérale centrée D48 H18
260 535	ARROW tête humérale centrée D50 H19
260 550	ARROW tête humérale centrée D54 H19



GLÉNOSPHERE ARROW I

Réf.	Désignation
260 566	ARROW glénosphère D36
260 567	ARROW glénosphère D39
260 568	ARROW glénosphère D42

REPRISE DE PROTHÈSE METAL-BACK ANATOMIQUE ARROW I

PANIER UNIVERSEL ANATOMIQUE ARROW I (réf. A 272 069)

Nomenclature implants ARROW I
Reprise anatomique
(réf. I 272 104)



TÊTE HUMÉRALE CENTRÉE

Réf.	Diamètre	Hauteur (mm)
260 537	40	15
260 538	40	17
260 539	44	16
260 540	44	18
260 541	46	16
260 542	46	18
260 543	46	21
260 544	48	16
260 545	48	18
260 546	48	21
260 547	50	17
260 548	50	19
260 549	50	21
260 550	54	19
260 551	54	21



TÊTE HUMÉRALE EXCENTRÉE

Réf.	Diamètre	Hauteur (mm)
260 526	44	16
260 527	44	18
260 528	46	16
260 529	46	18
260 530	46	21
260 531	48	16
260 532	48	18
260 533	48	21
260 534	50	17
260 535	50	19
260 536	50	21



INSERT GLÉNOÏDIEN

Réf.	Taille
260 556	44
260 557	46
260 558	48



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GROUPE
FH ORTHOTM

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fortho.com
www.fortho.com

USA, FH ORTHO INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fortho-us.com
www.fortho.com

UK, FH ORTHO LTD
Unit 1b, Century Park, Valley way
Swansea Enterprise Park
Swansea, SA6 8RP - UK
Phone: +44 (0) 1792 464792
Fax: +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fortho.com
www.fortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fortho.com



FABRICANT
MANUFACTURER

FR, FH INDUSTRIE
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez
29000 QUIMPER - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13
contact-fhi@fortho.com
www.fortho.com